

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΗΣ FLEXI PEN/INNOLET

- 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής**
Take Top off Device
- 2. Βάλτε πάνω τη βελόνα**
Put needle on
- 3. Βγάλτε τα καλύμματα της βελόνας**
Take caps off needle
- 4. Αναμείξτε την ινσουλίνη**
Mix insulin
- 5. Κανονίστε να δείχνει μέχρι το 2 και πατήστε το Πάνω κουμπί – πρέπει να βγει από τη βελόνα μια σταγόνα ινσουλίνης. Αν ΟΧΙ – επαναλάβετε τα ίδια μέχρι να βγει η ινσουλίνη.**
Dial up to 2 and push down Top button – a drop of insulin should come out of needle. If NOT – do again until insulin comes out.
- 6. Τραβήξτε την απαιτούμενη δόση**
Dial up required dose
- 7. Τσιμπήστε ένα σημείο του δέρματος με λίπος από κάτω**
Pinch up fat
- 8. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΣΗ και πιέστε το Πάνω κουμπί μέχρι ο δείκτης να πάει πίσω στο ΜΗΔΕΝ.**
INJECT NEEDLE and push down Top button until dial is back to ZERO.
- 9. Μετρήστε μέχρι το 5**
Count to 5
- 10. Τραβήξτε ΕΞΩ την ένεση**
Pull needle OUT
- 11. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη συσκευή**
Remove needle from device
- 12. Πετάξτε τη βελόνα στο ειδικό δοχείο γαι αιχμηρά αντικείμενα.**
Dispose of needle in Sharps Container